

## ► **Safeline hajtogatott mull-lap**

Leírás: steril, behajtott szélekkel,  
gőzsterilizált vagy sugársterilizált  
Méretek: 7,5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm  
Kiszerezés: 1 csomag/100 lap



## ► **Mull-lap**

Leírás: steril, egyszer használatos  
Kiszerezés: 1 csomag/100 db  
Méretek: 10 cm x 10 cm,  
6 cm x 6 cm



## ► **Mullpólya**

Leírás: steril, egyszer használatos, 100 lap, vágott  
Kiszerezés: darab  
Méretek: 10 cm x 5 m, 6 cm x 5 m



## ► **Safeline rugalmas pólya**

Leírás: rugalmas pólya 2 db kapoccsal  
Kiszerezés: darab  
Méretek: 4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm,  
4 cm x 10, 4 cm x 12 cm, 4 cm x 15 cm



## ► Safeline fix vágható sebtapasz

Leírás: Nem szőtt, nem steril,  
egyszer használható,  
kiváló minőségű, vágható  
sebtapasz, többféle méretben.

Kiszerezés: darab

Méretetek: 2,5 cm x 10 m, 5 cm x 10 m,  
10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m



## ► Safeline szigetkötszer

Leírás: Nem szőtt, steril, egyszer  
használható, kiváló minőségű  
sebtapasz, többféle méretben

Kiszerezés: 1 doboz/50 darab,  
1 doboz/100 darab


Méretetek:

7 cm x 5 cm, 10 cm x 8 cm,  
10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm,  
10 cm x 25 cm




## ► **Terhességi teszt kazettás**

Leírás: Érzékenység: 25 mIU/ml,  
pontossága meghaladja a 99,9%-ot.  
Áfa: 5%



## ► **Terhességi teszt vizeletsugaras**

Leírás: Érzékenység: 10 mIU/ml,  
pontossága meghaladja a 99,9%-ot.  
Áfa: 5%



## ► Injekciós tű

Leírás: steril, egyszerhasználatos

Gyártó: Chirana

Kiszerezés: 1 doboz/100 darab

Méretetek és színek:

18G1, 18G1,5-rózsaszín

22GX1,5, 22GX1,25, 22GX1-fekete

20G1, 20G1,5, 20G1,25- sárga

23GX1,5, 23GX1,25, 23GX1-kék

21G1, 21G1,5, 21G1,25-zöld

25GX5/8, 25GX1,5-naracs

26G 1,5 barna, 27G 3/4-szürke



## ► Vénakanül

Leírás: egyszer használatos, steril, nem pirogén.

Gyártó: Chirana.

Kiszerezés: darab

Méretetek és színek:

18G-rózsaszín, 22G-fekete,

20G-sárga, 23G-kék, 21G-zöld, 25G-naracs



## ► Szárnyas tű 18G-24G

Leírás: steril, nem toxikus, nem pirogén, egyszer használatos


Kiszerezés: 100 darab/doboz

Méretetek és színek:

18G-rózsaszín, 22G-fekete, 20G-sárga

23G-kék, 21G-zöld, 25G-naracs

méretetek: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G



## ► Fecskendők




Leírás: egyszer használatos, steril, 2 részes, luer végű

Kiszerezés: 25 db-80 db-100 db/doboz

Méretetek: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

## ► Vérvételi lándzsa műanyag

Leírás: steril, egyszer használatos, kék műanyagban, rozsdamentes acélból. Általános használatra és ujjbegyszúró készülékben (vérvételi pen) is használható. Kiszerezés: 100 db/doboz





## ► Infúziós szerelék

Leírás: infúziós szerelék, steril, elzáró csappal, tűvel vagy tű nélkül. Kiszerezés: darab




## ► Alkoholos lapka

Leírás: steril, egyesével csomagolt, összetétel: 70% isopropyl alkohol. méret: 65 x 30 mm. Kiszerezés: 1 doboz / 100 darab



## ► Katéter ballon felnőtt

Leírás: latex, szilikonozott, egyszer használatos. Kiszerezés: darab. Méretek: ch14, ch16, ch18, ch20, ch22, ch24




## ► Vizeletgyűjtő zsák 2 l

Leírás: 2000 ml T csapos,  
visszafolyásgátlós, alsó leeresztővel  
Kiszerezés: darab



## ► Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek 100 ml

Leírás: testre ragasztható,  
steril, zárt rendszerű, 100 ml.  
Kiszerezés: darab



## ► Vizeletgyűjtő pohár steril vagy nem steril

Leírás: Űrtartalom: 120 ml és 100 ml  
Kiszerezés: darab



## ► **Nyelvlapoc 100 db**

Leírás: magas minőségű,  
német gyártmány,  
nem steril, fából készült,  
egyszer használatos.

Kiszerezés: 1 doboz/100 darab



## ► **Szájmaszk gumis**

Leírás: szájmaszk, gumis, 3 rétegű

Kiszerezés: 1 doboz/50 darab




## ► **Ecsetelő pálca fa**

Leírás: 15 cm, 1 csomag/100 db



## ► **Higanymentes lázmérő lerázó eszközzel**

Leírás: Környezetbarát, higany helyett legnagyobb mértékben galliumot tartalmaz. Pontossága és megbízhatósága a korábbi higanyos lázmérőkkel azonos. Gyárilag kalibrált, pontosságát megtartja. Kiszerezés: darab



## ► **Lázmérő digitális rigid**



Leírás: Digitális lázmérő.

Mérési tartomány: 32-42,9 Celsius

Felbontás: 0,1 Celsius

Pontosság:  $\pm 0,1$  eltérés  
35,5-42 Celsius között,  
 $\pm 0,2$  eltérés 18-28 Celsius között.

Kijelző: LCD

Elem: Micro Alkaline elem  
1,5V DC (SR41, UCC392, LR41)

Energia felhasználás: 0,15 milliwatt  
mérési állapotban.

Elem élettartam: kb. 200 óra

Jelzési időtartam: 10 másodperces  
hangjelzés emelkedett  
testhőmérséklet esetén.

## ► **Lázmérő digit flexibilis**

Leírás: Digitális flexibilis lázmérő.

Mérési tartomány: 32-42,9 Celsius

Felbontás: 0,1 Celsius

Pontosság:  $\pm 0,1$  eltérés

35,5-42 Celsius között,  
 $\pm 0,2$  eltérés 18-28 Celsius között.

Kijelző: LCD

Elem: Micro Alkaline elem  
1,5V DC (SR41, UCC392, LR41)


Energia felhasználás: 0,15 milliwatt  
mérési állapotban.

Elem élettartam: kb: 200 óra

Jelzési időtartam: 10 másodperces  
hangjelzés emelkedett  
testhőmérséklet esetén.




► **Vizsgáló kesztyű Nitril**  
**XS, S, M, L, XL**



Leírás: egyszer használatos, kék, lila nitrilgumi alapú, latexmentes, prémium minőség, púdermentes  
Kiszerezés: 1 doboz/100 darab

► **Vizsgáló kesztyű Latex**  
**S, M, L, XL Púderes**



Leírás: latex gumikesztyű, nem steril, púdermentes, fehér, egyszerű a felvétele.  
Lágy anyag: kiváló kényelem és természetes illeszkedés.  
Kiszerezés: 1 doboz/100 darab

► **Gumiujj**

Leírás: latex púdermentes.  
1 csomag/100 db



## ▶ **Hajháló harmónikára hajtva**

Leírás: Harmónikára hajtott hajháló  
kiszerezés: 1 csomag/100 db



## ▶ **Szülési szett (ing, nadrág, hajháló, lábzsák, szájmazsk)**

Leírás: Kispapás szülési szett



## ▶ **Látogató köpeny**

Leírás: Zöld látogatói köpeny, több méretben  
Kiszerezés: 1 csomag/10 darab



## ▶ **Vérnyomásmérő automata felkaros**

Leírás: Felkaros, automata, digitális vérnyomásmérő, elemmel vagy adapterrel működő, nagy méretű mandzsettával.  
1 év garanciával.



## ▶ **Mandzsetta**

Felkaros vérnyomásmérőhöz  
2 méretben:  
Normál: 22 cm-32 cm és  
Extra: 32 cm-43 cm



## ▶ **Adapter**

Adapter Oromed vérnyomásmérőhöz



## ▶ **WIWE mobil EKG**

Leírás: Mobil EKG, Ekg mérés, STROKE rizikobecslés, hirtelen szívmegállás rizikobecslés, véroxigénszint mérés, lépésszámlálás, fekete vagy fehér színben.



## ► **Bebish nedves törlőkendő 72x**

Gyümölcs illatú, puha tapintású nedves törlőkendő, visszazárható műanyag fedéllel, nem tartalmaz alkoholt, krémesen hidratál



## ► **Pine nedves törlőkendő 120x**

Prémium minőségű tutti-frutti illatú puhatapintású vastag lanolint és aloe-verat tartalmaz. Nem tartalmaz alkoholt.



## ► **Olvizone krém**

Leírás: Az Olvizone ózonizált olívaolajat tartalmazó balsam, mely telítetlen zsírsavak mellett, A-, E-, F és K vitaminokat is tartalmaz, ezáltal mélyen táplálja, hidratálja a bőrt.  
Kiszerezés: 1x200 ml



## ► **Promed szappan 500 ml**

Leírás: kézfertőtlenítő, betegfürdető.

Baktericid, Fungicid, Szelektív virucid (HBV, HIV inaktíváló hatású is), Tuberkulocid.



## ► **Medoderm bőrfertőtlenítő spray**

Leírás: Korszerű összetételű, széles antimikrobiális spektrumu (baktericid (MRSA-ra is), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatás is).

Felhasználható: Műtési bőrfelület, valamint injekciók, punkciók, incisiók injekciózás előtti bőrfertőtlenítéséhez.

Kiszerezés: spray vagy utántöltő, darab/100 ml, 250 ml, 1000 ml



## ▶ **Bradosept felületfertőtlenítő 1 l**

Alkalmazási terület: Alkoholálló felületek, felszerelési, berendezési tárgyak gyors, permetezéssel fertőtlenítésére. Jól alkalmazható nehezen hozzáférhető felületek fertőtlenítésére. Felhasználásra kész oldat, hígítás nélkül kell alkalmazni. Aldehydmentes.

Behatási idő: Min. 5 perc

Antimikrobiális spektrum: Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is)

Kiszérelés: spray vagy utántöltő



## ▶ **Bradonett fertőtlenítő folyékony szappan 500 ml**

Leírás: Baktericid (MRSA), fungicid, virucid.

A Bradonett alkalmazási területei: Betegellátó intézményekben, fogászati rendelőkben, szociális otthonokban, bölcsődékben, óvodákban, közintézményekben, a vendéglátóiparban.



## ▶ **Bradolin felületfertőtlenítő 500 ml**

Leírás: A Bradolin alkoholos felület-tisztító szer, mely kisebb felületek gyors fertőtlenítésére, tisztítására alkalmas az egészségügyben és az élelmiszeriparban egyaránt.

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid.

HBV/HIV inaktíváló hatású is. Aldehydes, Szórófejjel.



## ▶ **Bradowash fertőtlenítő folyékony szappan 500 ml**

Leírás: Bőrkímélő adalékkal. Színezékmentes.

Hatóanyag: Amfoter tenzid

Fertőtlenítőszerként rendszeresen használó orvosok és ápolók kezének tisztítására, illetve műtéti bemosakodás előtti kéztisztításhoz, valamint betegek mosdatására a betegellátó és szociális intézményekben.



## ▶ **Bradogél kézfertőtlenítő (kamilla, aloe illat) 50 ml**

Leírás: Higiénés kézfertőtlenítésre.

Behatási idő: 30 mp.

Víz nélkül alkalmazható. A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Véd a baktériumok, gombák és vírusok ellen. Kis méreténél fogva bárhová magaddal viheted.



## ▶ **Bradogél kézfertőtlenítő 500 ml pumpás**

Leírás: Víz nélkül használható fertőtlenítő gél.

Alkalmazási terület: A készítmény a humán- és állategyészségügy, valamint az élelmiszeriparban és a vendéglátás területén alkalmazható, mint higiénés kézfertőtlenítőszer.

Antimikrobiális spektrum: Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.



## ▶ **Bradoman soft kézfertőtlenítő oldat 500 ml**

Leírás: A Bradoman soft egy higiénés kézfertőtlenítő, melynek használata javasolt: beteggondozásnál, vizsgálatnál, váladékkal történő munka esetén és minden olyan esetben, amikor a kéz mikrobiálisan szennyeződött, vagy szennyeződhet.

Antimikrobiális spektrum: Baktericid, fungicid, virucid (Hepatitis-B, picorna vírusok). A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Behatási idő: min. 30 másodperc



## ▶ **Bradoderm soft műtéti kézfertőtlenítő 1 l**

Leírás: A Bradoderm soft hatásspektruma: Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid. Műtéti beavatkozás előtti kézfertőtlenítésre.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Higiénés kézfertőtlenítés: Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérszerű) fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk.

Behatási idő: min. 30 másodperc.

Sebészi bemosakodás: Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérszerű) fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk 1 percig, majd a műveletet még négy alkalommal megismételjük. A bemosakodáshoz szükséges kézfertőtlenítő szer mennyisége: 5x kb. 5 ml=kb. 25 ml.

Bemosakodási idő: 5x1 perc.

Bőrfertőtlenítés: Injekció, punkció, vérvétel: 0,5 perc.


Műtéti bőrterület fertőtlenítése: 2 perc.

Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc.



## ► Férfi kacsa

Leírás: Ágyban fekvő férfiak vizeletének felfogására alkalmas műanyag segédeszköz. 1000 ml  
Kiszerezés: darab




## ► Ágytál

Leírás: Ovális alakú fehér ágytál fogantyúval rá illeszkedő fedővel. Ágytál mosóban sterilizálható.  
Kiszerezés: darab




## ► Szikepenge

Leírás: szikepenge többféle méretben  
Kiszerezés: darab



## ► Szikenyél

Leírás: Szikenyél különböző méretű pengékhez, fém  
Kiszerezés: darab



## ► **Inhalátor kompresszoros**

Leírás: kompresszoros inhalátor, masszív tömör külső borítás, könnyű használhatóság, gyors gyógyszerporlasztás, kis méret, könnyen rögzíthető gyógyszertartály  
Kiszereelés: darab



## ► **Orrvadász szívó**

Leírás: vezeték nélküli orrvadász szívó készülék

Csomag tartalma:

- 1 db szilikonos orrszívó fej
- 2 db AA elem
- 15 db műanyag tartály
- 1 db tartalék szilikon gyűrű



## ▶ **Matracvédő gumis kék**

Leírás: matracvédő műanyag,  
gumírozott széllel  
Méret: 210x90x20mm  
Kiszerezés: 1 csomag/10 darab



## ▶ **Cipővédő fólia**

Leírás: Cipővédő Fólia  
Kiszerezés: 1 csomag/100 db

